



KARTA PRODUKTU

Numer karty produktu
05.25

Wersja
v.2

Data wydania
15.07.2025

Kod produktu

zgodnie z tabelą poniżej

WĘŻE ULTRA HYGIENIC® Z ZAKOŃCZENIAMI ZACISKANYMI



MATERIAŁ	PVC, Poliester, Dodatek antybakteryjny Stal nierdzewna
KOLOR	Blue B Red R Yellow Y Green G
ZAKRES TEMPERATUR	-15°C / 70°C
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	12 +/- 0,6 mm
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	22 +/- 0,8 mm
ŚREDNICA GIĘCIA	84 mm
PRZYBLIŻONA GRUBOŚĆ	5 mm
MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE PRZY 23°C	80 bar
MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE PRZY 70°C	40 bar
CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE PRZY 20°C	150 bar
CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE PRZY 70°C	80 bar





PRZYKŁADY KODÓW PRODUKÓW

TYP	KOD	GWINT	DŁUGOŚĆ	NAZWA	WAGA	WYMIARY OPAKOWANIA (W x H x D)	IŁOŚĆ NA PALECIE
WĘŻE PRZYŁĄCZENIOWE	01.01.015.02	2 x GW ½"	1,5 m	Wąż przyłączeniowy ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GW 1/2" 1,5 m	743 g	1 folia	-
	01.01.015.01	2 x GZ ½"	1,5 m	Wąż przyłączeniowy ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GZ 1/2" 1,5 m	715 g	1 folia	-
	01.01.015.12	GW/GZ ½"	1,5 m	Wąż przyłączeniowy ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GW/GZ 1/2" 1,5 m	729 g	1 folia	-
	01.01.02.02	2 x GW ½"	2 m	Wąż przyłączeniowy ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GW 1/2" 2 m	908 g	1 folia	-
	01.01.02.01	2 x GZ ½"	2 m	Wąż przyłączeniowy ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GZ 1/2" 2 m	880 g	1 folia	-
	01.01.02.12	GW/GZ ½"	2 m	Wąż przyłączeniowy ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GZ/GW 1/2" 2 m	894 g	1 folia	-
	01.01.03.02	2 x GW ½"	3 m	Wąż przyłączeniowy ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GW 1/2" 3 m	1238 g	1 folia	-
	01.01.03.01	2 x GZ ½"	3 m	Wąż przyłączeniowy ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GZ 1/2" 3 m	1210 g	1 folia	-
	01.01.03.12	GW/GZ ½"	3 m	Wąż przyłączeniowy ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GZ/GW 1/2" 3 m	1224 g	1 fo	-
	WĘŻE MYJĄCE	01.01.15.01	2 x GZ ½"	15 m	Wąż ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GZ 1/2" 15 m	5,3 kg	41 x 41 x 25 cm



01.01.15.02	2 x GW ½" PŁASKI	15 m	Wąż ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GW 1/2" 15 m	5,3 kg	41 x 41 x 25 cm	42
01.01.20.01	2 x GZ ½" PŁASKI	20 m	Wąż ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GZ 1/2" 20 m	6,9 kg	41 x 41 x 25 cm	42
01.01.20.02	2 x GW ½" PŁASKI	20 m	Wąż ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GW 1/2" 20 m	6,9 kg	41 x 41 x 25 cm	42
01.01.25.01	2 x GZ ½" PŁASKI	25 m	Wąż ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GZ 1/2" 25 m	8,6 kg	41 x 41 x 25 cm	42
01.01.25.02	2 x GW ½" PŁASKI	25 m	Wąż ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GW 1/2" 25 m	8,6 kg	41 x 41 x 25 cm	42
01.01.25.12	GW/GZ ½" PŁASKI	25 m	Wąż ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GZ/GW 1/2" 25 m	8,6 kg	41 x 41 x 25 cm	42
01.01.30.01	2 x GZ ½" PŁASKI	30 m	Wąż ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GZ 1/2" 30 m	10,2 kg	41 x 41 x 25 cm	42
01.01.30.02	2 x GW ½" PŁASKI	30 m	Wąż ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończeniem zaciskany GW 1/2" 30 m	10,2 kg	41 x 41 x 25 cm	42
01.01.30.12	GW/GZ ½" PŁASKI	30 m	Wąż ULTRA HYGIENIC® Antimicrobial z zakończenie zaciskany GZ/GW 1/2" 30 m	10,2 kg	41 x 41 x 25 cm	42

- Długości 15 m pakowane są w folię lub karton — w zależności od zamawianym długości i ilości.
- Długości od 20 do 35 m pakowane są w pojedyncze kartony (410 x 260 x 410 (S x W x G); 40 szt. na europalecie).




CLEANACCESS

FOOD HYGIENE EQUIPMENT




TWORZENIE KODU PRODUKU

GRUPA PRODUKTOWA	DŁUGOŚĆ (w metrach bieżących)	TYPY ZAKOŃCZEŃ — ZACISKANE
	STANDARDOWE DŁUGOŚCI Węże przyłączeniowe — 1,5, 2, 2,5 i 3 m Węże myjące — 15, 20, 25, 30 m	01 — 2 x GZ PŁASKI 02 — 2 x GW PŁASKI 12 — GW/GZ PŁASKI 05 — 2 x GW STOŻEK 06 — 2 x GZ STOŻEK 15 — GW STOŻEK / GZ PŁASKI 25 — GW STOŻEK / GW PŁASKI 16 — GZ STOŻEK / GZ PŁASKI 26 — GZ STOŻEK / GW PŁASKI 10 — 2 x SZYBKOŻŁ. MĘSKIE 101 — SZYBKOŻŁ. MĘSKIE / GZ PŁASKI 102 — SZYBKOŻŁ. MĘSKIE / GW PŁASKI 105 — SZYBKOŻŁ. MĘSKIE / GW STOŻEK 106 — SZYBKOŻŁ. MĘSKIE / GZ STOŻEK



GRUPA WĘŻY 01 — ULTRA HYGIENIC® lub proHYGIENIC 02 — HYGIENIC ½" 03 — HYGIENIC ¾"	KOLOR B — blue (niebieski) R — red (czerwony) G — green (zielony) Y — yellow (żółty)	PRO — dla węży proHYGIENIC
--	---	----------------------------

Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure
Максимальное рабочее давление





- Elastyczny i wytrzymały węży przeznaczony do Centralnych Systemów Mycia (zalecane ciśnienie robocze 25 do 35 bar).
- Zbudowane są z 6 warstw — środek węży jest odporny na działanie chemii, posiada podwójne zbrojenie poliestrowe.
- Warstwa zewnętrzna zawiera dodatek antybakteryjny (odporny na bakterie, grzyby, pleśnie), a także jest gładka, co uniemożliwia osadzanie się zanieczyszczeń.
- Dostępne są w 4 kolorach, co umożliwia kodowanie kolorami.
- Węże o długości 15 m lub dłuższe z zakończeniami są wyposażone w osłony antydrobnoustrojowe dopasowane do koloru węży.
- Zakończenia zaciskane lub skręcane dostępne są z doszczelnieniami płaskim lub stożkowym, z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym oraz z szybkozłączem męskim.
- Gotowe odcinki węży z zakończeniami doczołowymi/płaskimi wyposażone są w zestaw teflonowych uszczelek.

BADANIE ANTYDROBNOUSTROJOWE

Badania grzybobójcze — próbki poddane były inkubacji w temp. $29\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ w okresie 28 dni. Zaobserwowano zahamowanie wzrostu, co wskazuje na aktywność grzybobójczą materiału.

Badania bakteriobójcze — po inkubacji na próbce zaobserwowano zmniejszenie liczebności bakterii E. Coli (98.6%) i S. Aureus — Gronkowca złocistego (95.7%) względem próbki kontrolnej.

